



# کانال تخصصی CSSD

@CSSD1 Sterilization & Infection Control & SGE Company

Contact-us: Please send message this @CSSD2



## فرم ثبت و مستند سازی نتایج چرخه زمان، دما و فشار اتوکلاو

نام بیمارستان: نام مدیر CSSD: کد اتوکلاو: تاریخ:

در طول یک سیکل از روی گیج ها یا صفحه LCD اتوکلاو موارد زیر را مشاهده و در جدول درج کنید.

فشار At/bar	دما Temperature °C	زمان Time Min
		شروع یا صفر دقیقه
		بعد از یک دقیقه از شروع
		بعد از دو دقیقه از شروع
		بعد از ده دقیقه
		بعد از ۱۵ دقیقه
	چه زمانی و در چه فشاری اتوکلاو به دمای ۱۳۴ درجه سانتی گراد رسید شروع سیکل استریل	
	با ثابت بودن حداقل دمای ۱۳۴ درجه و فشار ۱ Atm مدت زمان استریل چقدر بود؟ مدت سیکل استریل	
	زمان شروع فاز سرد شدن و کاهش دما به ۱۳۰±۲ را درج کنید	
	زمان پایان سیکل سرد شدن پایان سیکل استریل	

محل درج نام، مهر و امضاء مسئول CSSD / نماینده تیم کنترل عفونت:

@CSSD1

Sterilization & Infection Control & SGE Company  
For Contact-us: Please send message this @CSSD2



# کانال تخصصی CSSD

@CSSD1 Sterilization & Infection Control & SGE Company

Contact-us: Please send message this @CSSD2



محل چسباندن پرینت دستگاه اتو کلاو

محل درج نام، مهر و امضاء مسئول CSSD / نماینده تیم کنترل عفونت:

@CSSD1

Sterilization & Infection Control & SGE Company  
For Contact-us: Please send message this @CSSD2